



Absorção de grandes volumes de sangue e secreções, pós-cirúrgico e curativos em geral

Modo de usar:

Abrir a embalagem no local indicado e retirar somente a quantidade necessária para o uso.

Fabricante recomenda o uso único.

Composição:

Não-tecido sintético feito à base de Viscose e Poliéster (camada externa).
Algodão hidrófilo (camada interna).

Esterilizadas a gás óxido de etileno.

Não utilizar como estéril se a embalagem estiver violada ou molhada.

Fabricado por:

SANFARMA IND. COM.
IMP. E EXP. LTDA
CNPJ 02.625.651/0001-00
Indústria Brasileira
Rua do Mecânico, 270/300
Dist. Ind. Werner Plaas
Americana/SP - CEP 13478-724
Cadastro MS/ANVISA: 800.150.40011
Resp. Técnico:
Eliana Rosa Pereira
CRF/SP 90989

Manter à temperatura ambiente e em local limpo, seco e arejado.