



Curativos com
compressas
esterilizadas,
cura melhor!

A **Compressa Não Aderente Estéril Cicatrisan** é ideal para cobertura de ferimentos, cortes e arranhões. Sua estrutura porosa e não aderente ao ferimento facilita a remoção do curativo.

A **Compressa Não Aderente Estéril Cicatrisan** tem absorção 10 vezes maior que uma compressa de gaze (100% algodão).

Troque o curativo sempre que ficar úmido. Em caso de ferimento profundo ou queimaduras graves, procure um médico.

Interrompa o Uso em Caso de Irritação.

Composição:

Viscose e Poliéster 40g/m² perfurado

Dimensões:

(dobrado 7,0 cm x 7,0 cm)
(aberto 7,0 cm x 27 cm)

Estocagem:

Deve ser mantido em local seco, limpo e arejado.

- Quantidade ideal para uso.
- Economia e segurança em toda a utilização.
- Produto de uso único.
Destruir após o uso.
- Absorção 10 vezes o seu peso.

Fabricado por:

SANFARMA IND. COM.
IMP. E EXP. LTDA
CNPJ 02.625.651/0001-00
Indústria Brasileira
Rua do Mecânico, 270/300
Dist. Ind. Werner Plaas
Americana/SP - CEP 13478-724
Cadastro MS/ANVISA: 800.150.40022
Resp. Técnico:
Fernando Cesar Borna
CRF/SP: 18076

Pat. Req. - Registro M.s.
800.150.40008